

THERAjoy

» BETTLÄGERIG UND TROTZDEM AKTIV.«

Mit THERA-joy täglich ein paar Runden im Liegen drehen – denn zur Natur des Menschen gehört Bewegung.



» JEDER TAG OHNE BEWEGUNG IST EIN SCHRITT ZURÜCK.«

BEWEGUNG IST NOTWENDIG

Untersuchungen zeigen, dass 9-tägige Bettruhe die Leistungsfähigkeit von Gesunden um 20 % und die Herzgröße um 10 % reduziert. Je schwächer die Muskulatur ist, desto reduziert sind die Bewegungen. Ein Teufelskreis beginnt.

DAS GESUNDE PLUS FÜR BETTLÄGERIGE MENSCHEN

Mit dem THERA-joy können Sie Krankheitssymptomen wie Muskelabbau, Gelenkversteifungen, Ödeme, Verdauungs- und Harnabführprobleme wirksam entgegenwirken.

Mit dem Training am THERA-joy stabilisieren Sie Ihr gesamtes Herz-/Kreislaufsystem und aktivieren alle Stoffwechselfvorgänge im Körper. Einer drohenden Thrombose wird wirkungsvoll vorgebeugt. Darüber hinaus macht Bewegung Spaß, bringt Lebensfreude und Lebensqualität.

EINFACHES HANDLING, SOLIDE TECHNIK: EIN TRAINER, DEN JEDER VERSTEHT

Das THERA-joy ist ein kleiner, handlicher Trainer für aktives (mit Muskelkraft) oder passives (mit Motorunterstützung) Training im Bett bzw. auf der Liege. Die Füße werden in bequemen Fußschalen fixiert. Über eine Infrarotfernbedienung werden wichtige Funktionen wie Drehzahl, Drehrichtung und Widerstand angepasst. Am Trainingscomputer lassen sich die Leistungsdaten ablesen.

EIN TEST SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE.

medica hat sich von erster Stunde an auf die Entwicklung THERAapeutischer Bewegungstrainer spezialisiert. Heute ist medica weltweiter Innovationsführer auf diesem Markt. Für uns ist es selbstverständlich, dass Sie das THERA-joy kostenlos testen können.

Überzeugen Sie sich selbst. Sie erreichen uns gebührenfrei unter der Rufnummer 08000 – 633 422.



Kabellose Infrarotfernbedienung mit einfachen und klaren Symbolen für Drehrichtung, Drehzahl und Widerstand.



Flexible Betthalterung zur schnellen und einfachen Anpassung an Betten und Liegen.



Wandhalterung zur Aufbewahrung des leichten Bett-Trainers.



Transportgriff und Transportrollen für den flexiblen Einsatz von Bett zu Bett.